

# MSR-16

## ОПИСАНИЕ

Ротор для 2 стрипов по 8 x 0.2 мл или 16 отдельных пробирок для ПЦР объемом 0,2 мл.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0,2 мл

16



## KAT. HOMEР

BS-010218-AK

MSR-16



**Microspin 12 Plus**  
Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05  
Высокоскоростная мини-центрифуга

Персональная мини-центрифуга **Microspin 12 Plus** представляет собой компактную настольную центрифугу, разработанную для медико-биологических лабораторий.

**Microspin 12 Plus** используется при выделении РНК/ДНК, осаждении биологических компонентов, в биохимических и химических анализах микропроб ...

[читать далее](#)