

B1-L, блок

ОПИСАНИЕ

Мини-ванна для воды или шариков, 55 x 100 x 73 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глубина

73 мм

Вместимость

max 0,4 L



KAT. HOMEP

BS-010418-WK

B1-L



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+165^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)