


P-EX, комплект для смены платформы

ОПИСАНИЕ

Комплект для замены платформ позволяет быстрее заменять плоские платформы. Благодаря системе скольжение платформ теперь возможна установка 4 колб по 2 л в шейкеры-инкубаторы ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C. Комплект для замены платформ подходит для платформ UP-168, P-6/1000, P-9/500, P-15/250, P-30/100, HSP-6/1000, HSP-9/500, HSP-15/250, HSP-30/100.



КАТ. НОМЕР

BS-010173-CK

P-EX

АКСЕССУАРЫ



P-30/100
BS-010135-BK
платформа

Платформа для колб.



P-16/250
BS-010135-CK
платформа

Платформа для колб.



P-9/500
BS-010135-AK
платформа

Платформа для колб.



P-6/1000
BS-010135-DK
платформа

Платформа для колб.



HSP-6/1000
BS-010167-LK
платформа

Платформа с обжимающими
зажимами для колб.



HSP-9/500
BS-010167-NK
платформа

Платформа с обжимающими зажимами для колб.



HSP-16/250
BS-010167-MK
платформа

Платформа с обжимающими зажимами для колб.



HSP-30/100
BS-010167-KK
платформа

Платформа с обжимающими зажимами для колб.



UP-168
BS-010135-JK
платформа

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объема. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.



ES-20/60
Without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60 для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)