

SH-12x8, набор держателей пробирок для ПЦР-стрипов

ОПИСАНИЕ

Крышка с магнитным креплением для удобной фиксации стрипов различной конфигурации.
Набор держателей для ПЦР-стрипов (2 шт.).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок

96



КАТ. НОМЕР

BS-010204-CK

SH-12x8, набор держателей пробирок для ПЦР-стрипов



MSC-2P

BS-010204-A02

Миницентрифуга-вортекс для ПЦР планшетов

MSC-2P — это компактная цифровая центрифуга, предназначенная для сбора капель, смешивания реагентов и повторного сбора для улучшения выхода ПЦР в последующем анализе. Сочетание функций спин-микс обеспечивает быструю работу, тщательное перемешивание ...

[читать далее](#)