

FS-1, Ножной выключатель

ОПИСАНИЕ

FS-1, Ножной выключатель с разъемом USB-A. Длина провода 2 м.



KAT. HOMER

BS-010177-AK

FS-1, Ножной выключатель

АКСЕССУАРЫ



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
 Универсальный инокуляционный спиннер

Универсальный инокуляционный спиннер UIS-360 — это универсальное лабораторное устройство, разработанное для упрощения процесса распределения микроорганизмов и обеспечения стабильных результатов. Прибор обеспечивает плавное, равномерное вращение чашек Петри для распределения образцов по поверхности ...

[читать далее](#)



FTA-U

4 L

Система вакуумной аспирации

Система вакуумной аспирации FTA-U — это мощная, эргономичная и долговечная настольная вакуумная система, разработанная для оптимизации работы с жидкими отходами в лабораторных условиях, включая исследовательские, клинической диагностики, фармацевтические лаборатории контроля ...

[читать далее](#)