

В-2F, блок

ОПИСАНИЕ

Блок для одного глубоководного планшета с плоским дном



KAT. HOMEP

BS-010159-VK

В-2F блок



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)