


B-05G, блок

ОПИСАНИЕ

B-05G блок для одного глубоколоночного планшета Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 мл -
Cat.No. 786201, 786261



KAT. HOMEP

BS-010159-ХК

B-05G блок для одного глубоколоночного
планшета Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 мл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)