

Комплект запасных трубок для FTA-1

ОПИСАНИЕ



KAT. HOMEP

BS-040108-S22

Комплект запасных трубок для FTA-1



FTA-1
BS-040108-AAG
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-1 предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий пересаживания макромолекул.

Прибор также может ...

[читать далее](#)