

Запасной фильтр для FTA-1

ОПИСАНИЕ



KAT. HOMEP

BS-040108-S25

Запасной фильтр для FTA-1



FTA-1

BS-040108-AAG

Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-1 предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул.

Прибор также может ...

[читать далее](#)