

Комплект запасных трубок для FTA-2i

ОПИСАНИЕ



KAT. HOMER

BS-040120-S14

Комплект запасных трубок для FTA-2i



FTA-2i
BS-040120-A02
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с сосудом-ловушкой **FTA-2i** предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий пересаживания макромолекул. Прибор также может быть ...

[читать далее](#)