

# Запасной фильтр для FTA-2i

## ОПИСАНИЕ



## KAT. HOMEP

BS-040120-S10

Запасной фильтр для FTA-2i



**FTA-2i**  
BS-040120-A02  
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с сосудом-ловушкой **FTA-2i** предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть ...

[читать далее](#)