

Комплект запасных трубок для FTA-U

ОПИСАНИЕ



KAT. HOMEP

BS-040122-S06

Комплект запасных трубок для FTA-U



FTA-U
4 L

Система вакуумной аспирации

Система вакуумной аспирации FTA-U — это мощная, эргономичная и долговечная настольная вакуумная система, разработанная для оптимизации работы с жидкими отходами в лабораторных условиях, включая исследовательские, клинической диагностики, фармацевтические лаборатории контроля ...

[читать далее](#)