

Пылевой фильтр (2 шт.)

ОПИСАНИЕ



KAT. HOMEP

BS-000000-S31

Пылевой фильтр (2 шт.)

АКСЕССУАРЫ



UVC/T-AR

BS-040102-A13

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVC/T-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVC/T-M-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVT-B-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



UVT-S-AR

BS-040107-A07

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVT-S-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



UVR-M

BS-040105-AAA

Рециркулятор воздуха
проточный бактерицидный

- Одна 25W УФ-лампа



UVR-Mi

BS-040110-AAA

Рециркулятор воздуха
проточный бактерицидный

- Более мощная модель с двумя 25W УФ-лампами
- Функция таймера
- ЖК дисплей