

УФ-лампа - 30 Вт

ОПИСАНИЕ



KAT. HOMEP

BS-040107-S05

УФ-лампа, 30 Вт



UVT-S-AR
BS-040107-A07
ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVT-S-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)