

HOSE13, комплект шлангов 13 мм для ORCA

ОПИСАНИЕ

В комплект входят 2 шланга по 2 м (внутренний диаметр 13 мм, внешний диаметр 19 мм), 2 изоляционных шланга по 2 м, 4 хомута для шланга и 2 штуцера для шланга (2 штуцера 1/2" с наружной резьбой на штуцер 13 мм (1/2")).



КАТ. НОМЕР

HOSE13

комплект шлангов 13 мм для ORCA



ORCA
ORCA EU

Циркуляционный охладитель с замкнутым контуром

Новый энергоэффективный охладитель с рециркуляцией, ориентированный на экологическую устойчивость, разработанный для замены систем охлаждения на основе водопроводной воды в лабораториях.

Основные характеристики

-

Идеально подходит для замены систем охлаждения на основе ...

[читать далее](#)