

P-90, круглая платформа для чашек Петри диаметром 90/105 мм

ОПИСАНИЕ

Сменная круглая платформа P-90 для UIS-360 предназначена для удобного размещения стандартных чашек Петри диаметром 90 мм или 105 мм, а также для проведения инокуляций. Силиконовый коврик и кольцо-адаптер не входят в комплект; следует использовать коврик и кольцо-адаптер из стандартной универсальной платформы.



 KAT. HOMEP

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

BS-010177-A01

Универсальный инокуляционный спиннер

Универсальный инокуляционный спиннер UIS-360 — это универсальное лабораторное устройство, разработанное для упрощения процесса распределения микроорганизмов и обеспечения стабильных результатов. Прибор обеспечивает плавное, равномерное вращение чашек Петри для распределения образцов по поверхности ...

[читать далее](#)