

TSP-24/2.0, блок

ОПИСАНИЕ

24 × 2 мл пробирки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 2 мл	24
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C



KAT. HOMEP

BS-010178-JK

TSP-24/2.0



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)