

TSP-24/2.0, блок

ОПИСАНИЕ

24 × 2 мл пробирки

КАТ. НОМЕР

BS-010178-JK

TSP-24/2.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 2 мл	24
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)