

TSP-96/PCR, блок

ОПИСАНИЕ

Для 96-луночного ПЦР микропланшета без юбки или с полуюбкой (0,2 мл) или 12 стрипов по 8 x 0.2 мл или 96 пробирок по 0.2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

96-луночный ПЦР микропланшет без юбки или с полуюбкой, (0,2 мл)	1
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C



KAT. HOMEP

BS-010178-HK

TSP-96/PCR



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)