

TSP-96/PCR, блок

ОПИСАНИЕ

Для 96-луночного ПЦР микропланшета без юбки или с полуюбкой (0,2 мл) или 12 стрипов по 8 x 0.2 мл или 96 пробирок по 0.2 мл

КАТ. НОМЕР

BS-010178-НК

TSP-96/PCR

СПЕЦИФИКАЦИЯ

96-луночный ПЦР микропланшет без юбки или с полуюбкой, (0,2 мл)	1
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)