

TSP-20/0.5+12/1.5, блок

ОПИСАНИЕ

20 × 0,5 мл + 12 × 1,5 мл пробирок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.5 мл	20
Количество пробирок по 1.5 мл	12
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C



КАТ. HOMEP

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)