

TSP-20/0.2+12/1.5, блок

ОПИСАНИЕ

20 × 0,2 мл + 12 × 1,5 мл пробирок

КАТ. НОМЕР

BS-010178-LK

TSP-20/0.2+12/1.5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.2 мл	20
Количество пробирок по 1.5 мл	12
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)