

TSP-32/0.5, блок

ОПИСАНИЕ

для 32 пробирок, объёмом 0,5 мл

КАТ. HOMER

BS-010178-EK

TSP-32/0.5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.5 мл	32
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)