


TSP-32/0.5, блок

ОПИСАНИЕ

для 32 пробирок, объёмом 0,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.5 мл	32
Максимальные обороты, об/мин	2500
Максимальная температура	100°C



KAT. HOMEP

BS-010178-EK

TSP-32/0.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термшейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термшейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)