

TSP-8/5, блок

ОПИСАНИЕ

для 8 конических пробирок, объёмом 5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин

1200

Максимальная температура

100°C

АКСЕССУАРЫ

КАТ. НОМЕР

BS-010178-1K

TSP-8/5



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)