

TSP-8/5, блок

ОПИСАНИЕ

для 8 конических пробирок, объёмом 5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин

1200

Максимальная температура

100°C



КАТ. HOMEP

BS-010178-IK

TSP-8/5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)