

TSP-8/15, блок

ОПИСАНИЕ

для 8 конических пробирок, объемом 15 мл

КАТ. НОМЕР

BS-010178-FK

TSP-8/15

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1100
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	17 мм
Глубина гнезд блока	80 мм

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)