

## TSP-8/15, блок

### ОПИСАНИЕ

для 8 конических пробирок, объемом 15 мл

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Максимальные обороты, об/мин | 1100  |
| Максимальная температура     | 80°C  |
| Ø гнезд блока                | 17 мм |
| Глубина гнезд блока          | 80 мм |



### KAT. HOMEP

BS-010178-FK

TSP-8/15



TS-100C Pro  
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)