

TSP-4/50, блок

ОПИСАНИЕ

для 4 конических пробирок, объёмом 50 мл

КАТ. НОМЕР

BS-010178-GK

TSP-4/50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1000
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	29,5 мм
Глубина гнезд блока	76,5 мм

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)