


TSP-4/50, блок

ОПИСАНИЕ

для 4 конических пробирок, объёмом 50 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1000
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	29,5 мм
Глубина гнезд блока	76,5 мм



КАТ. HOMEP

BS-010178-GK

TSP-4/50



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)