

TSP-20/CV10, блок

ОПИСАНИЕ

для 20 - 10 мм кювет

КАТ. НОМЕР

BS-010178-DK

TSP-20/CV10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1100
------------------------------	------

Максимальная температура	80°C
--------------------------	------

Ø гнезд блока	□ 12,5 x 12,5 мм
---------------	------------------

Глубина гнезд блока	31 мм
---------------------	-------

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)