


TSP-20/CV10, блок

ОПИСАНИЕ

для 20 - 10 мм кювет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1100
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	□ 12,5 x 12,5 мм
Глубина гнезд блока	31 мм



KAT. HOMEP

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термшейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термшейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)