

TSP-24/CRYO1.8, блок

ОПИСАНИЕ

для 24 криопробирок, объёмом 1–1,8 мл

КАТ. НОМЕР

BS-010178-BK

TSP-24/CRYO1.8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C
Ø гнезд блока	12,5 мм
Глубина гнезд блока	20 мм

АКСЕССУАРЫ



TS-100C Pro

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[читать далее](#)