

TSP-24/CRYO1.8, блок

ОПИСАНИЕ

для 24 криопробирок, объёмом 1–1,8 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C
Ø гнезд блока	12,5 мм
Глубина гнезд блока	20 мм



КАТ. HOMEP

BS-010178-BK

TSP-24/CRYO1.8



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Программируемый термошейкер с нагревом и охлаждением

TS-100C Pro — это программируемый лабораторный термошейкер, сочетающий в себе точный нагрев и охлаждение, интенсивное перемешивание и сменные термоблоки в одном компактном приборе.

Разработанный для повторяемых рабочих процессов по подготовке ...

[читать далее](#)