

VP-20C, блок

ОПИСАНИЕ

для 20 круглодонных пробирок, Ø12 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C
Ø гнезд блока	12 мм
Глубина гнезд блока	50 мм

АКСЕССУАРЫ

KAT. НОМЕР

BS-010176-TK

VP-20C



TS-100C

Without thermoblock

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100C обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Данная модель термо-шейкера отличается от модели TS-100 возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции TS-100C отвечают повышенным требованиям пользователя, включающим: ...

[читать далее](#)



TS-100C Smart

С ПО, без термоблока

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100C Smart обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя ...

[читать далее](#)