

U-150, универсальная платформа

ОПИСАНИЕ

Сменная универсальная платформа U-150 подходит как для квадратных (125×125 мм), так и для круглых чашек Петри ($\varnothing 90$, $\varnothing 105$, $\varnothing 150$).



KAT. HOMEP

BS-010177-BK

U-150



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Универсальный инокуляционный спиннер

Универсальный инокуляционный спиннер UIS-360 — это универсальное лабораторное устройство, разработанное для упрощения процесса распределения микроорганизмов и обеспечения стабильных результатов. Прибор обеспечивает плавное, равномерное вращение чашек Петри для распределения образцов по поверхности ...

[читать далее](#)