


B-2MB, блок

ОПИСАНИЕ

B-2MB блок для одного глубоководного планшета KingFisher™ Apex Deepwell Plate - Cat.No. 95040450B



KAT. HOMEP

BS-010159-4K

B-2M блок для одного глубоководного
планшета KingFisher™ Apex Deepwell Plate



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)