


B-2FN, блок

ОПИСАНИЕ

B-2FN блок для одного глубоколоночного планшета NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped - Cat.No 503761



KAT. HOMEP

BS-010159-3K

B-2SD блок для одного глубоколоночного планшета NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)